

ALGINATO PARA MOLDES

FICHA TÉCNICA

Alginato en polvo para la toma de huellas.
Producto natural formulado a base de algas marinas.
Hipoalergénico, atóxico y apropiado para el uso en la piel de bebés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proporción de la mezcla : 3 partes de agua (en peso): 1 parte de polvo (en peso).
Tiempo de fraguado : De 9'00" a 11' 00" .

DOSIFICACIÓN Y MEZCLA

Mezclar 3 partes de agua y una de polvo (en peso). Agitar bien los dos componentes durante unos 60 seg. hasta obtener un color homogéneo y un producto cremoso.

EMPLEO

Aplicar la masa espesa al objeto / parte del cuerpo que se desea duplicar.
El material se endurece completamente después de 9:00/11:00 minutos desde del inicio de la mezcla a 23°C.
Después de estos 9:00/11:00 minutos del inicio de la mezcla es posible separar el modelo.